


ポータブル吸引器

# POWER SMILE S

パワースマイル S KS-710

認証番号：302AHBZX00023000

😊 みんなのスマイル



コンセント  
で使用

従来比約27%の小型化と約35%の軽量化を実現！

## 飛沫対策


### PTFEフィルター

PTFEフィルターが吸引物や飛沫のポンプへの吸い込みを防ぎます。

PTFEは水を弾いて空気だけを通す特性があります。  
交換目安：3か月に1度 ※使用頻度や使用環境により異なります。

### サイクロン式吸引瓶

吸引物が遠心力によって吸引瓶の内側をらせん状に滑らかに落ちるので、飛沫を抑制できます。



## あると便利な別売品

外付バッテリー  
で使用

自動車内  
で使用



※専用充電器は2022年春に発売予定です。

別売品の専用充電器セットやシガーライターコードがあると屋外や停電時でもお使いになれます！



新鋭工業株式会社



## 交換部品及び別売品



①700mlプラ吸引瓶 1J476-01	140030369	¥2,000
②吸引瓶上蓋一式 11200-003A	140030367	¥2,500
③PTFEフィルターセット 11200-002A 2個	140030366	¥2,500
④吸引瓶パッキン 1R242-01	140030232	¥1,000
⑤フロートセット 11091-002A	140030282	¥1,700
⑥中継ホース 11200-004A	140030368	¥1,200
⑦7×11吸引チューブアダプター付き2m	200190082	¥1,200
⑧ホースクリップ 1J506-00	140030371	¥300
⑨カテーテルコネクター S6 P-237 5個	200190225	¥1,000
カテーテルコネクター S6 P-237 1個	200190226	¥300
⑩サイレンサーフィルター 11060-028A 5個	140030108	¥500
⑪ACアダプター 1E635-01	140030062	¥3,000

## 別売品

### 専用充電器・充電電池・シガーライターコード



- 専用充電器でのフル充電約90分で、約30分のバッテリー運転が可能です。
- シガーライターコードがあれば車内でも吸引器を使用できます。(充電はできません。)

①専用充電器 KC-1510	140030362	¥20,000
※②の充電電池付		
②専用充電電池 KB-1510 (直流12V/1,400mAh)	140030363	¥7,500
③シガーライターコード	140031333	¥1,850

### 専用キャリーバッグ




- 本体・充電器・吸引チューブの他に、タオル・ペットボトルなども収納できます。
- 旧型パワースマイルKS-700にも使用できます。

専用キャリーバッグ 1Z057-00 140030364 ¥7,000

### 鼻用オリーブ管キット



- お子様の鼻水吸引に!  
シリコンゴム製なので、鼻腔を傷つけることなく、鼻水の吸引ができます。



- セット内容：7×11吸引チューブ2m×1・接続コネクタ×1・オリーブ管(極小・玉)各1個

オリーブ管キット 140030255 …¥2,600

### 吸引カテーテル20本入

※本体購入時にお買い求めください。



- お求めやすい20本入りの滅菌済吸引カテーテルです。

8Fr(外径約2.6mm)／ライトブルー  
10Fr(外径約3.3mm)／グレー  
12Fr(外径約4.0mm)／ホワイト  
14Fr(外径約4.7mm)／グリーン

吸引カテーテル20本入 …¥1,500

- お得な50本入りもあります。

## 仕様

販売名：パワースマイルS

型式：KS-710

消費電力：交流100V(50-60Hz)、31VA±10%

(専用ACアダプター使用時)

直流12V 1.1A±10%

(シガーライターコード使用時)

朝ACアダプター：入力：交流100V-240V(50Hz-60Hz)、

出力：直流12V/2A

定格時間：30分

最大吸引圧力：-75kPa±10%

排気流量：17L/min±20% (吸引ポンプ単体)

吸引瓶容量：700mL±50mL

外形寸法：W約241mm×D約129mm×H約195mm

本体質量：約1.5kg(本体のみ)

付属品：吸引器本体、専用ACアダプター、吸引ホース、カテーテルコネクター、ホースクリップ、フィルターセット(交換用)

## 価格

KS-710 ¥35,000

充電器セット ¥55,000

(セット内容：KS-710 + KC-1510)

※すべて税抜き価格表示です。



最適な提案で医療福祉社会に貢献する

# 新鋭工業株式会社

本社 〒362-0055 埼玉県上尾市平方領領家308-2

支店			
東京支店	〒113-0033 東京都文京区本郷3-1-2-5	TEL.03(3816)0444	FAX.03(3816)0406
大阪支店	〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋1-6-1	TEL.06(6228)3311	FAX.06(6228)3321
札幌支店	〒060-0907 北海道札幌市東区北七条東4丁目28-3	TEL.011(741)7752	FAX.011(753)2703
仙台支店	〒984-0012 宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10	TEL.022(288)4660	FAX.022(288)4661
新潟支店	〒951-8136 新潟県新潟市中央区関屋田町1-1	TEL.025(233)0592	FAX.025(233)0573
長野支店	〒390-0835 長野県松本市高宮東5-1-3	TEL.0263(24)2840	FAX.0263(27)3152
名古屋支店	〒466-0023 愛知県名古屋市中区石仏町2-1-40	TEL.052(859)1333	FAX.052(859)1334
山陰支店	〒683-0001 鳥取県米子市養生温泉2-20-27	TEL.0859(34)5675	FAX.0859(34)5708
岡山支店	〒700-0982 岡山県岡山市北区中島町1-7-8	TEL.086(235)0323	FAX.086(235)0324
広島支店	〒733-0822 広島県広島市西区庚午中4-10-36	TEL.082(275)0740	FAX.082(275)0760
福岡支店	〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津5-11-25	TEL.092(622)0055	FAX.092(622)0052
沖縄支店	〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1-19-6	TEL.098(876)4262	FAX.098(876)6097

ホームページアドレス <https://www.shinei.me>

※製品は改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

**注意** 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。